



## Manual consulta y descarga de imágenes Portal Paciente



En caso de haber más resultados de los deseados dar clic en **“Fecha Inicial”** se desplegará un calendario donde se debe seleccionar la fecha de búsqueda inicial deseada.




Al haber seleccionado la fecha inicial de búsqueda en el calendario se debe dar clic en **“Consultar”**.

Fecha cita	identificación	Nombre paciente	edad	Sala	Modalidad
2022-04-30 16:00:00	Cédula de ciudadanía 1022	PEREZ DOMINICO-PACIENTE PRUEBA	34 Años	Sala Rx	873112 - RADIOGRAFIA DE CLAVICULA
2022-04-30 16:00:00	Cédula de ciudadanía 1022	PEREZ DOMINICO-PACIENTE PRUEBA	34 Años	Sala Rx	873112 - RADIOGRAFIA DE CLAVICULA


Para descargar las imágenes con el visor **MICRODICOM PORTABLE** se debe dar clic en el icono del ojo azul que se muestra en la imagen anterior.

Seguidamente se abrirá una nueva ventana con las imágenes en pantalla.




Para descargarlas con el visor **MICRODICOM** a un Computador, USB, MicroSD o en su defecto un CD se deben realizar los pasos indicados a continuación:

1. Dar clic en el icono de “**Más**” señalado en la siguiente imagen:




2. Aparecerá un menú adicional donde se debe dar clic en el icono “**Descargar estudio**”:




De esta forma se descarga el archivo comprimido, se debe ingresar a la carpeta descargas y ubicar el archivo recién descargado.

Después de haber ubicado el archivo recién descargado se debe dar clic derecho como se muestra en pantalla, dar clic en Extract to (Nombre del paciente) lo que en español significa (Extraer en 'Nombre del paciente') o descomprimir con el compresor de archivos de su preferencia, para este ejemplo se usará WinRAR, pero también puede usar 7-Zip.



Al momento de descomprimir debe quedar una carpeta como se muestra en la siguiente imagen con la información necesaria para poder ver las imágenes solicitadas.



Después de haberlo descomprimido en la carpeta deseada, se debe ingresar a la carpeta que mostrará estos archivos, en la cual se dará doble clic al archivo **“Run.bat o Run”** como se muestra en la siguiente imagen para que se abran las imágenes con el visor **MICRODICOM**.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
dicom	2/05/2022 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
licenses	2/05/2022 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
settings	2/05/2022 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
x64	2/05/2022 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
autorun.inf	2/05/2022 9:37 a. m.	Información sobre...	1 KB
instrucciones_visor.txt	2/05/2022 9:37 a. m.	Documento de tex...	1 KB
run.bat	2/05/2022 9:37 a. m.	Archivo por lotes ...	1 KB